


Anticorps Monoclonal Pe De Lapin Anti-Cd14 Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P08571

Numéro d'article: CM0008826



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD14 humain et du singe cynomolgue, validé pour la cytométrie en flux. Le CD14 est un corécepteur du LPS bactérien, qui intervient dans l'immunité innée. Idéal pour la recherche en immunologie et sur les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE de lapin anti-CD14 humain/singe
Remarques / Alias	CD14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	929
GeneID	929
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-352 du CD14 humain (NP_000582.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgue
SWISS	P08571
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac isotherme