

Anticorps Monoclonal De Lapin Pe Anti-Cd16 Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P08637/O75015

Numéro d'article: CM0007806



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD16 humain/singe (FCGR3A/FCGR3B). Validé pour la cytométrie en flux (FC), avec réactivité croisée chez l'humain et le macaque cynomolgus. Idéal pour le profilage des cellules immunitaires et les études d'ADCC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin PE anti-CD16 humain/singe
Remarques/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCR11; CD16-II; FCGR11; FCRIIIA; FcGR11A; CD16b
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2214/2215
GeneID	2214/2215
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, macaque cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Poids de la protéine	29 kDa/26 kDa
Expédition	Sac de glace