

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd18 Humain/Singe Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P05107

Numéro d'article: CM0008649



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE contre le CD18 humain (Intégrine bêta-2) pour la cytométrie en flux, réactif avec le singe cynomolgus. Idéal pour étudier les récepteurs d'adhésion des leucocytes et le trafic des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD18 Humain/Singe conjugué à la PE
Remarques/Alias	LAD ; CD18 ; MF17 ; MF17 ; LCAMB ; LFA-1 ; MAC-1
Espèce	Humain
GeneID	3689
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-769 du CD18 humain (NP_000202.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P05107
Poids moléculaire de la protéine	85 kDa
Expédition	Glacière