

Anticorps Monoclonal Anti-Cd19 Humain/Singe De Lapin Conjugué À La Pe - Cd19

Numéro d'article: CM0005012

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD19 humain et simien, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche sur les lymphocytes B dans les applications de diagnostic et de sciences de la vie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD19 Humain/Singe de lapin conjugué à la PE
Remarques/Alias	CD19
Espèce	Singe
Identifiant du gène (Humain)	930
Identifiant du gène (Singe)	102145514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-292 du CD19 de singe (XP_005591597.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
Expédition	Sac de glace