

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd20 Humain/Singe Conjugué À La Pe Pour Fc - P11836

Numéro d'article: CM0011218



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE contre le CD20 humain/singe (MS4A1), validé pour la cytométrie en flux. Spécifique des lymphocytes B, avec réactivité croisée envers le cynomolgus. Usage de recherche pour les études sur les cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD20 Humain/Singe conjugué à la PE
Remarques/Alias	MS4A1 ; B1 ; Bp35 ; CD20 ; CVID5 ; LEU-16 ; MS4A2 ; S7 ; Antigène des lymphocytes B CD20
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	931
GeneID	931
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100 et 200 du CD20 humain (NP_068769.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P11836
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa / 33 kDa
Expédition	Sac de glace