

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain/Singe Cd25 Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P01589

Numéro d'article: CM0008858



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD25 humain (IL2RA, p55). Validé pour la cytométrie en flux sur des échantillons humains et de cynomolgus. Idéal pour la recherche sur les Treg et la tolérance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain/Singe CD25 mAb
Remarques/Alias	p55 ; CD25 ; IL2R ; IMD41 ; TCGFR ; IDDM10
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3559
ID de gène	3559
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01589
Poids moléculaire de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace