

Ac Mab Lapin Anti-Humain/Singe Cd3 Conjugué Pe Pour Fc - P07766

Numéro d'article: CM0009956



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à la PE ciblant le CD3 humain/singe pour la cytométrie en flux. Réagit de manière croisée avec le CD3 de cynomolgus. Fait partie du complexe TCR, essentiel pour la recherche sur l'activation des cellules T et l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain/Singe CD3 mAb
Remarques/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	916
ID de gène	916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-126 du CD3 humain (NP_000724.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P07766
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace