


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain/Singe Cd4 Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P01730

Numéro d'article: CM0010170



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD4 humain/singe pour la cytométrie en flux (FC). Validé pour la réactivité humaine et chez le cynomolgus. 51kDa. Explorez la fonction du corécepteur des cellules T et les études sur le récepteur du VIH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain/Singe CD4 mAb
Remarques/Alias	T4, IMD79, Leu-3, OKT4D, CD4mut
Espèce	Humain
GeneID	920
Immunogène	Protéine recombinante de CD4 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01730
Poids moléculaire	51kDa
Expédition	Sac de glace