


Ac Anti-Cd45 Humain/Macaque, Lapin Conjugué À La Pe - P08575

Numéro d'article: CM0007910



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD45 humain et du macaque crabier, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le domaine extracellulaire ; convient aux études sur l'activation des lymphocytes T, la signalisation immunitaire et l'identification des cellules hématopoïétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD45 humain/macaque, lapin conjugué à la PE
Remarques/Alias	LCA ; LY5 ; B220 ; CD45 ; L-CA ; T200 ; CD45R ; GP180 ; IMD105
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5788
GeneID	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-577 du CD45 humain (P08575)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine, macaque crabier
SWISS	P08575
Masse de la protéine	131 kDa/136 kDa/141 kDa/143 kDa/147 kDa
Expédition	Sac de glace