

## Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Homme/Singe Cd64 Pour Cytométrie En Flux - P12314

Numéro d'article: CM0008729



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE de haute affinité dirigé contre CD64 (FcγRI) humain et simien, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude des fonctions des récepteurs IgG spécifiques des monocytes/macrophages dans l'immunité innée et adaptative.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PE Rabbit anti-Homme/Singe CD64 mAb              |
| Remarques/Alias      | CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI |
| Espèce               | Humain                                           |
| Identifiant de gène  | 2209                                             |
| Immunogène           | Protéine recombinante                            |
| Origine              | Lapin                                            |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                            |
| Application          | FC (Cytométrie en flux)                          |
| Réactivité croisée   | Humain, Cynomolgus                               |
| SWISS                | P12314                                           |
| Poids de la protéine | 43kDa                                            |
| Expédition           | Sac de glace                                     |