

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd69 Humain/Singe Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - Q07108

Numéro d'article: CM0010301



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD69 humain, un antigène précoce clé de l'activation des cellules immunitaires. Validé pour la cytométrie en flux (FC), avec réaction croisée chez le singe cynomolgus. Idéal pour l'étude de l'activation des cellules immunitaires et de la différenciation des lymphocytes T régulateurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m monoclonal de lapin anti-CD69 humain/singe conjugué à la PE
Remarques/alias	AIM ; EA1 ; MLR-3 ; CLEC2C ; GP32/28 ; BL-AC/P26
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	969
GenelD	969
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 78 à 199 du CD69 humain (NP_001772.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, cynomolgus
SWISS	Q07108
Poids moléculaire	23 kDa
Expédition	Sac de glace