


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd86 Humain/Singe Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P42081

Numéro d'article: CM0010970



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE reconnaissant le CD86 humain et de macaque cynomolgus (B7-2), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'activation des lymphocytes T et de la costimulation dans la recherche en immunologie et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD86 humain/singe conjugué à la PE
Remarques/alias	B70 ; B7-2 ; B7.2 ; LAB72 ; CD28LG2
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	942
ID du gène	942
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-241 du CD86 humain (NP_787058.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Homme, macaque cynomolgus
SWISS	P42081
Poids moléculaire	38 kDa
Expédition	Sac réfrigérant