


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd8A Humain/Singe Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P01732

Numéro d'article: CM0004207



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre la chaîne alpha du CD8 humain et de cynomolgus. Validé pour la cytométrie en flux (FC), ciblant les acides aminés 22-182 de CD8A (P01732). Convient pour la recherche sur les cellules T et NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD8a humain/singe conjugué à la PE
Remarques/Alias	CD8 ; p32 ; Leu2 ; CD8alpha
Espèce	Humain
Identifiant du gène	925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-182 du CD8A humain (NP_001759.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01732
Poids protéique	21kDa/25kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace