

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hla-Dr Humain/Singe Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P01903

Numéro d'article: CM0010393



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre l'HLA-DR humain/singe, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît la chaîne alpha du CMH de classe II, exprimée sur les cellules présentatrices d'antigène. Convient pour la recherche en immunologie et sur les primates non humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-HLA-DR Humain/Singe mAb
Remarques/Alias	HLA-DRA1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3122
GeneID	3122
Immunogène	Protéine recombinante de l'HLA-DR humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Crabier
SWISS	P01903
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace