


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IgD Humain/Singe Marqué Pe Pour La Cytométrie En Flux - P01880

Numéro d'article: CM0012111



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant l'IgD humaine et celle du singe cynomolgus (région constante, acides aminés 99-384). Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour l'immunophénotypage des cellules B et l'étude des récepteurs aux immunoglobulines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-IgD humain/singe marqué PE
Remarques/Alias	IGHD
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3495
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-384 de l'IgD humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Humain, cynomolgus
SWISS	P01880
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant