

Ac M Lapin Anti-Igg Humain/Singe Conjugué Pe - Aaq57561.1

Numéro d'article: CM0009862

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE contre l'IgG humain et de singe, adapté à la cytométrie en flux intracellulaire. Immunogène : protéine recombinante couvrant les acides aminés 98-322 de l'IgG de singe (AAQ57561.1). Réagit de manière croisée avec l'IgG humain et de cynomolgus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Ac m lapin anti-IgG Humain/Singe conjugué PE
Espèce	Singe
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 98-322 de l'IgG de singe (AAQ57561.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
Expédition	Sac de glace