


Mab Pe Lapin Anti-Igm Humain/Singe Pour Fc - P01871

Numéro d'article: CM0008776



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la région constante de l'IgM humaine/singe, adapté à la cytométrie en flux. Outil de recherche pour les études d'immunologie des lymphocytes B et d'immunité humorale. Reconnaît IGHM (P01871).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-IgM humain/singe
Remarques / Alias	MU; VH; AGM1
Espèce	Humain
GeneID	3507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 218-453 de l'IgM humaine (P01871).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01871
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace