

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ki67 Humain/Singe Conjugué Au Pe Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire - P46013

Numéro d'article: CM0011200



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant le Ki67 humain/singe (P46013), validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Outil essentiel pour les tests de prolifération cellulaire, l'analyse du cycle cellulaire et la recherche en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Ki67 Humain/Singe conjugué au PE
Remarques/Alias	KiA, MIB-, MIB-1, PPP1R105
Espèce	Humain
GenelD (humain)	4288
GenelD	4288
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 2271 et 2370 du Ki67 humain (NP_002408.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P46013
Poids moléculaire protéique	319kDa/359kDa
Expédition	Sac de glace