

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pd-1/Cd279 Humain/Singe Conjugué À La Pe Pour Fc - Q15116

Numéro d'article: CM0009873



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le PD-1/CD279 (Q15116) humain et du cynomolgus, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur les points de contrôle immunitaires, l'épuisement des lymphocytes T et l'immunothérapie contre le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain/Singe PD-1/CD279 mAb
Remarques/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5133
GeneID	5133
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-168 du PD-1/CD279 humain (NP_005009.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	Q15116
Poids de la protéine	32kDa
Expédition	Sac de glace