

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Intégrine Alpha 5 (Itga5/Cd49E) Humaine/Souris Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P08648

Numéro d'article: CM0012693



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant l'intégrine alpha 5 humaine/souris (ITGA5/CD49e, VLA-5). Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les recherches sur l'adhésion cellulaire, le récepteur de la fibronectine et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-intégrine alpha 5 (ITGA5/CD49e) humaine/souris conjugué à la PE
Remarques/Alias	FNRA ; CD49e ; VLA-5 ; VLA5A
Espèce	Humaine
ID du gène	3678
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-995 de l'intégrine alpha 5 humaine (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P08648
Poids de la protéine	115 kDa
Expédition	Sac de glace