


Acm Lapin Anti-Humain/Souris Nanog Conjugué Pe - Q80Z64

Numéro d'article: CM0009320



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant Nanog humain et murin, un facteur de transcription à homéoboîte crucial pour la pluripotence. Conçu pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC) dans la recherche sur les cellules souches et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin anti-Humain/Souris Nanog conjugué PE
Remarques/Alias	ENK ; Stm1 ; ecat4 ; 2410002E02Rik
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	79923
ID du gène	71950
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-305 de Nanog de souris (NP_082292.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q80Z64
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace