

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Human/Souris Pdgfra/Cd140A Conjugué À Pe Pour Fc - P16234

Numéro d'article: CM0010141



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à PE ciblant le PDGFR α /CD140a humain et de souris (SWISS : P16234), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur la prolifération cellulaire, le développement embryonnaire et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	PE Lapin anti-Human/Souris PDGFR α /CD140a mAb
Remarques/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Espèce	Human
ID de gène (Human)	5156
ID de gène	5156
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-524 du PDGFR α /CD140a humain (NP_006197.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Human, Souris
SWISS	P16234
Poids moléculaire	123kDa
Expédition	Sac de glace