


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain/Souris Phospho-Zap70-Y319+Syk-Y352 Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P43403

Numéro d'article: CM0000922



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la ZAP70 (Y319) et la Syk (Y352) phosphorylées, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire chez l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation des cellules T et B.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PE Lapin anti-Humain/Souris Phospho-Zap70-Y319+Syk-Y352 mAb                         |
| Remarques/Alias      | SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70                                          |
| Espèces              | Humain, Souris                                                                      |
| ID de gène (Humain)  | 7535                                                                                |
| ID de gène           | 7535                                                                                |
| Immunogène           | Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y319 de la ZAP70 humaine (NP_001070.2) |
| Source               | Lapin                                                                               |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                                              |
| Application          | FC (intra)                                                                          |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                      |
| SWISS                | P43403                                                                              |
| Poids de la protéine | 70kDa                                                                               |
| Expédition           | Sac de glace                                                                        |