

Mab Pe Lapin Anti-Foxp3 Humain/Souris/Singe - Q9Bzs1

Numéro d'article: CM0010395



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant FOXP3 pour la cytométrie en flux intracellulaire. Validé chez l'homme, la souris et le cynomolgus. Détecte un facteur de transcription forkhead de 47 kDa essentiel à la régulation immunitaire médiée par les Treg.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-FOXP3 humain/souris/singe
Remarques/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Espèce	Humain
GeneID	50943
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 de FOXP3 humain (NP_054728.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain, Souris, Cynomolgus
SWISS	Q9BZS1
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace