

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris Ccr6/Cd196 Pour Fc - O54689

Numéro d'article: CM0005982

Introduction

Anticorps monoclonal PE lapin anti-souris CCR6/CD196 validé pour la cytométrie en flux (FC). Spécifique du CCR6 murin, un récepteur de chimiokines essentiel pour la migration des cellules immunitaires et l'immunité muqueuse. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM PE lapin anti-souris CCR6/CD196
Remarques / alias	CCR-6; KY411; Cmkbr6; CC-CKR-6
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	1235
GeneID	12458
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-38 de CCR6/CD196 de souris (NP_033965.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O54689
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace