

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris Cd103 Pour Fc - Q60677

Numéro d'article: CM0005119

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE dirigé contre le CD103 de souris (Intégrine alpha-E, ITGAE) pour cytométrie en flux. Validé pour l'étude de l'adhésion des lymphocytes T et des interactions épithéliales. SWISS : Q60677.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-souris CD103
Remarques / Alias	CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	3682
GenelD	16407
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 191-385 du CD103 de souris (NP_032425.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q60677
Poids de la protéine	129kDa
Expédition	Sac de glace