

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd117/C-Kit De Souris Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P05532

Numéro d'article: CM0010059



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant CD117/c-Kit de souris. Validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur Kit du facteur de croissance des mastocytes et des cellules souches (P05532). Idéal pour la recherche sur les cellules souches hématopoïétiques et les mastocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD117/c-Kit de souris conjugué à la PE
Remarques/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Espèce	souris
GeneID (humain)	3815
GeneID	16590
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-523 de CD117/c-Kit de souris (NP_001116205.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05532
Poids de la protéine	22 kDa/109 kDa
Expédition	Sac réfrigérant