

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris Cd11A Pour Fc - P24063

Numéro d'article: CM0005842

Introduction

Anticorps monoclonal PE Lapin anti-Souris CD11a validé pour la cytométrie en flux (FC) sur échantillons de souris ; cible l'intégrine alpha-L impliquée dans l'adhésion leucocytaire et la réponse immunitaire - adapté à la recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE Lapin anti-Souris CD11a
Remarques / Alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Espèce	Souris
ID gène (Humain)	3683
ID gène	16408
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 149-340 de CD11a de souris (NP_001240801.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P24063
Poids de la protéine	128kDa
Expédition	Sac de glace