


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd11B De Souris Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P05555

Numéro d'article: CM0008321



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD11b de souris conjugué à la PE (ITGAM, MAC-1), validé pour la cytométrie en flux. Réagit avec les monocytes, les granulocytes et les cellules microgliales de souris. Idéal pour la recherche en immunologie et sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD11b de souris conjugué à la PE
Remarques/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	3684
ID du gène	16409
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 143-337 de CD11b de souris (NP_032427.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05555
Poids de la protéine	115 kDa/127 kDa
Expédition	Sac de glace