


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd122/IL-2R β De Souris Marqué Pe Pour Cytométrie En Flux - P16297

Numéro d'article: CM0009978



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD122/IL-2R β de souris marqué PE pour cytométrie en flux. Détecte la sous-unité bêta du récepteur de l'IL-2, essentielle aux études de signalisation de l'IL-2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD122/IL-2R β de souris marqué PE
Remarques/Alias	p70 ; CD122 ; IL15Rbeta ; IL-2Rbeta ; IL-15Rbeta ; IL-2/15Rbeta
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	3560
ID du gène	16185
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-235 de CD122/IL-2R β de souris (NP_032394.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P16297
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac réfrigérant