

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris Cd124/Il-4Ra Pour Fc - P16382

Numéro d'article: CM0007765

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant CD124/IL-4Rα de souris, validé pour la cytométrie en flux (FC). Adapté à l'étude de la signalisation IL-4/IL-13 dans la différenciation Th2 et l'inflammation allergique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE Lapin anti-Souris CD124/IL-4Ra
Remarques / Alias	Il4r; CD124
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	3566
Identifiant du gène (Souris)	16190
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-233 de CD124/IL-4Ra de souris (NP_001008700.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P16382
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace