

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd127/Il-7Rα Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P16872

Numéro d'article: CM0011446



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD127/IL-7Rα de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'identification et la caractérisation des cellules immunitaires de souris dans la recherche et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD127/IL-7Rα conjugué à la PE
Remarques/Alias	CD127 ; IL-7Ralpha
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	3575
GenelD	16197
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-239 du CD127/IL-7Rα de souris (NP_612564.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P16872
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace