


Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd130/Gp130 Conjugué Pe De Lapin Pour La Cytométrie En Flux - Q00560

Numéro d'article: CM0004738



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE dirigé contre le CD130/gp130 de souris (sous-unité bêta du récepteur de l'IL-6). Validé pour la cytométrie en flux (FC) avec des échantillons de souris. Composant central de la voie de signalisation de l'IL-6 pour la recherche immunitaire et inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM PE Lapin anti-Souris CD130/gp130
Remarques/Alias	CD130 ; gp130 ; D13Ert699e ; 5133400A03Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3572
GeneID	16195
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-617 du CD130/gp130 de souris (NP_034690.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q00560
Poids moléculaire protéique	102 kDa
Expédition	Sac de glace