

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd138/Syndecan-1 De Souris Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P18828

Numéro d'article: CM0010115

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant CD138/Syndecan-1 de souris (SWISS : P18828). Validé pour les applications de cytométrie en flux (FC), sans réactivité croisée avec les autres espèces. Immunogène recombinant couvrant le domaine extracellulaire. Idéal pour l'immunophénotypage et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD138/Syndecan-1 de souris conjugué à la PE
Remarques/Alias	Sstn ; Synd ; CD138 ; Synd1 ; syn-1 ; CD138/Syndecan-1
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	6382
ID du gène (souris)	20969
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-255 de CD138/Syndecan-1 de souris (NP_035649.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18828
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac réfrigérant