


## Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Souris Cd14 Conjugués Pe Pour Cytométrie En Flux - P10810

Numéro d'article: CM0009589



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD14 conjugué PE pour la cytométrie en flux, ciblant l'antigène de différenciation des monocytes CD14. Convient pour la recherche sur la réponse immunitaire innée, la signalisation LPS et l'inflammation. Réactivité croisée avec la souris.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | PE Lapin anti-Souris CD14 mAb                                                                                                  |
| Remarques/Alias    | CD14                                                                                                                           |
| Espèce             | Souris                                                                                                                         |
| GeneID (Humain)    | 929                                                                                                                            |
| GeneID             | 12475                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-345 du CD14 de souris (NP_033971.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                          |
| Application        | FC                                                                                                                             |
| Réactivité Croisée | Souris                                                                                                                         |
| SWISS              | P10810                                                                                                                         |
| Poids Protéique    | 39kDa                                                                                                                          |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                   |