

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd144/Cadhérine-VE Conjugué Pe Pour La Cytométrie En Flux - P55284

Numéro d'article: CM0010533



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la phycoérythrine (PE) ciblant la cadhérine-VE (CD144) de souris, clone 7B4. Validé pour les applications de cytométrie en flux sur des échantillons de souris. Facilite la recherche sur l'adhésion cellulaire endothéliale, la perméabilité vasculaire et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris CD144/Cadhérine-VE conjugué PE
Remarques/Alias	7B4 ; Vec ; VECD ; Cd144 ; VEcad ; VE-Cad
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	1003
GeneID	12562
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 46-592 de la CD144/Cadhérine-VE de souris (NP_033998.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P55284
Poids moléculaire de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace