

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd150/Slam Conjugué À La Pe Pour Fc - Q9Qum4

Numéro d'article: CM0011753

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD150/SLAM de souris, validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'étude de l'activation, de la différenciation et des voies de signalisation des cellules immunitaires médiées par SLAM.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PE Lapin anti-Souris CD150/SLAM mAb
Remarques/Alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6504
GeneID	27218
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-242 du CD150/SLAM de souris (NP_038758.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QUM4
Poids de la protéine	36kDa/38kDa
Expédition	Sac de glace