


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd152/Ctla-4 Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P09793

Numéro d'article: CM0012289



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre la CTLA-4 de souris (CD152). Conçu pour la cytométrie en flux, permettant l'analyse de ce récepteur inhibiteur des lymphocytes T dans les tissus lymphoïdes et les études sur les points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Souris CD152/CTLA-4 mAb
Remarques/Alias	Ctla4, Cd152, CTLA4
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	1493
ID de gène	12477
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 36-161 de la CD152 de souris (NP_033973.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P09793
Poids de la protéine	24kDa
Expédition	Sac de glace