

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd155/Pvr De Souris Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - Q91Wp1

Numéro d'article: CM0010746

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre CD155/Pvr de souris (PVS, Taa1, necl-5). Validé pour la cytométrie en flux sans réactif secondaire. Reconnaît le récepteur natif. Poids moléculaire d'environ 45 kDa. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'immunophénotypage et les études sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Spécification	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD155/Pvr de souris conjugué à la PE
Remarques/Alias	PVS; mE4; HVED; Taa1; CD155; Tage4; necl-5; D7Ert458e; 3830421F03Rik
Espèce	Souris
GeneID (humain)	5817
GeneID	52118
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-348 de CD155/Pvr de souris (NP_612564.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q91WP1
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace