

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris Cd161C/Nk1.1 Pour Cytométrie En Flux - P27814

Numéro d'article: CM0010244

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant CD161c/NK1.1 de souris (clone NKR-P1C). Validé pour la cytométrie en flux, il détecte les cellules NK de souris. Idéal pour la recherche en immunologie et cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-souris CD161c/NK1.1
Remarques / Alias	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR-P1; Nk1.2; Klr1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKRP140; NKR-P1.9
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	3820
Identifiant du gène	17059
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67-223 de CD161/NK1.1 de souris (NP_001153376.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P27814
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace