

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd162/Psgl-1 Conjugué Au Pe Pour La Cytométrie En Flux - Q3Ta56

Numéro d'article: CM0012568

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE contre le CD162/PSGL-1 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Spécifique à la souris, avec un immunogène de protéine recombinante couvrant les acides aminés 18-320. Convient pour la recherche en immunologie et en inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD162/PSGL-1 conjugué au PE
Remarques/Alias	CD162 ; Psgl1 ; Selp1 ; Selp1 ; Psgl-1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6404
GeneID	20345
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-320 du CD162/PSGL-1 de souris (NP_033177.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q3TA56
Poids moléculaire protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace