

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd163 De Souris Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - Q2Vlh6

Numéro d'article: CM0011744

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD163 de souris (M130), adapté à la cytométrie en flux (FC). Cible la protéine M130 de type 1 riche en cystéines du récepteur scavenger, impliquée dans l'élimination de l'hémoglobine et les réponses anti-inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD163 de souris conjugué à la PE
Remarques/Alias	CD163v2 ; CD163v3 ; M130
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	9332
ID du gène (souris)	93671
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-260 du CD163 de souris (NP_444324.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q2VLH6
Poids de la protéine	121 kDa/125 kDa
Expédition	Sac réfrigérant