


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd18 Conjugué À La Pe Pour Fc - P11835

Numéro d'article: CM0003986



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD18 de souris (intégrine bêta-2), validé pour la cytométrie en flux. Réagit spécifiquement avec les échantillons de souris, 85 kDa. Idéal pour la recherche sur l'adhésion leucocytaire, la migration des cellules immunitaires et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris CD18 conjugué à la PE
Remarques/Alias	2E6; LAD; Cd18; Lfa1; MF17; LCAMB
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3689
GeneID	16414
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-771 du CD18 de souris (NP_032430.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P11835
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac de glace