

Ac Mac Lapin Anti-Souris Cd19 Conjugué À La Pe Pour Fc - P25918

Numéro d'article: CM0008034

Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Souris CD19 conjugué à la PE, validé pour la cytométrie en flux (FC). Corécepteur du marqueur des cellules B ; idéal pour le développement de dosages immunologiques et la recherche sur les cellules B. Réagit avec la souris. - P25918

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAc Lapin anti-Souris CD19 conjugué à la PE
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	930
ID de gène	12478
Immunogène	Protéine recombinante de CD19 de souris.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P25918
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace