


Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris Cd1D Pour Cytométrie En Flux - P11609 / P11610

Numéro d'article: CM0010023



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant CD1d de souris (P11609/P11610), validé pour la cytométrie en flux afin d'étudier la présentation d'antigènes lipidiques et la biologie des cellules NKT dans la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Rabbit anti-Mouse CD1d mAb
Remarques / Alias	Cd1a; Cd1d; CD1.1; Ly-38
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	912
GeneID (Souris)	12479/12480
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-305 de CD1d de souris (NP_031665.2/NP_031666.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P11609/P11610
Poids de la protéine	39kDa/38kDa
Expédition	Sac de glace