

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd200/Ox2 Conjugué Pe Pour Fc - O54901

Numéro d'article: CM0004288

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD200/OX2 conjugué à la phycoérythrine (PE) et validé pour la cytométrie en flux. Détecte la glycoprotéine membranaire OX-2 impliquée dans la costimulation des lymphocytes T et la régulation des cellules myéloïdes. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD200/OX2 conjugué PE
Remarques/Alias	OX2 ; Mox2
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	4345
Identifiant du gène	17470
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-232 de CD200/OX2 de souris (NP_034948.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O54901
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace