

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd204 Conjugué À La Pe Pour Fc - P30204

Numéro d'article: CM0005748



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD204 de souris (récepteur éboueur des macrophages de types I/II). Validé pour la cytométrie en flux (FC), adapté à l'étude de l'immunité innée, de l'athérosclérose et de la fonction des macrophages. UniProt P30204.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris CD204 conjugué à la PE
Remarques/Alias	MSR ; SR-A ; Scvr ; MRS-A ; MSR-A ; SR-AI ; SR-AII ; Scara1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	4481
GeneID	20288
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-458 du CD204 de souris (NP_001106797.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P30204
Poids protéique	50 kDa
Expédition	Sac de glace