


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd206/Mmr Conjugué À La Pe - Q61830

Numéro d'article: CM0005139



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE contre le récepteur de mannose 1 des macrophages de souris (CD206/MMR), validé pour la cytométrie en flux (surface et intracellulaire) sur des échantillons de souris. Idéal pour la recherche en immunologie et sur les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris CD206/MMR conjugué à la PE
Remarques/Alias	MR ; CD206
Espèce	Souris
GeneID (humain)	4360
GeneID	17533
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-154 de la CD206/MMR de souris (NP_032651.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra), FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61830
Poids moléculaire de la protéine	165 kDa
Expédition	Sac de glace