

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd23 De Souris Conjugué Au Pe Pour Fc - P20693

Numéro d'article: CM0012312

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE contre le CD23 de souris (Fcer2), conçu pour la cytométrie en flux. Réactif fiable pour étudier les fonctions des cellules B et des macrophages médiées par le récepteur des IgE. Monoclonal, spécifique à l'espèce.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD23 de souris conjugué au PE
Remarques/Alias	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Espèce	Souris
GeneID (humain)	2208
GeneID	14128
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-331 du CD23 de souris (NP_038545.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P20693
Poids moléculaire protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace