

Mab Pe Lapin Anti-Souris Cd235A/Glycophorine A Pour Fc - P14220

Numéro d'article: CM0009015

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE dirigé contre la CD235a (Glycophorine A) de souris, validé pour la cytométrie en flux. C'est une protéine majeure de la membrane érythrocytaire, essentielle à la stabilité membranaire et aux antigènes de groupe sanguin MN. SWISS: P14220.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-souris CD235a/Glycophorine A
Remarques/Alias	GPA; CD235a
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	2993
GeneID	14934
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-108 de la CD235a de souris (NP_034499.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P14220
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace